

MANUELLER DREHMOMENTSCHLÜSSEL



- zum Anziehen der Implantatschrauben oder Prothesenaufsätzen
- mit höchster Präzision

Empfohlener VK-Preis (zzgl. MwSt.):
Ref 15500: 595,- Euro
Gültig bis 31.12.07

WAS RISKIEREN SIE BEI EINEM UNGENAUEN ANZIEHEN?

- ungewünschtes Lösen der Schraube
- Schraubenbruch
- Beschädigung der Verbindung
- Blockierung der Schraube in dem Implantat
- Bruch der Mikro-Verankerung des Implantats

Möchten Sie diese Risiken vermeiden?
Greifen Sie doch einfach zum Torq Control!


SO EINFACH GEHT DAS



1/ Einstellung des gewünschten Drehmoments
(an dem Schaftendstück, 7 Drehmomente
von 10 bis 35 N.cm)



2/ Festschrauben (die Rändelscheibe dabei bloß drehen)



3/ Automatische Beendigung des Schraubvorgangs
(sobald das voreingestellte Drehmoment erreicht ist)

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK



- Hohe Präzision des Schraubverfahrens durch exakte Drehmomentkontrolle
- Einfaches Handling (manuelle Anwendung, Ergonomie)
- Optimaler Zugang durch einen kleinen Kopf und einen günstigen Winkel (100°)
- Autoklavierbarkeit und leichte Reinigung durch eine glatte Oberfläche